



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

SILKN Aparat za negu kože Face Tite FTS1PE3001

Šifra: 61079

Kategorija proizvoda: Nega lica i tela

Proizvođač: Silk'n

Cena: **24.940** rsd



Silk'n Face Tite je uređaj za smanjenje bora i zatezanje lica koji koristi revolucionarnu nehiruršku HT™ (Home Tightening) tehnologiju za upotrebu u kućnim uslovima!

Silk'n Face Tite čini vašu kožu glatkijom i elastičnijom. Uređaj pomaže u smanjenju bora i mrlja koje se pojavljuju na suncu ili kao starosne pege, i generalno poboljšava teksturu kože. Uz to, mašina je dizajnirana za upotrebu kod kuće, štedeći Vam vreme i novac koji bi Vam bili potrebni za česte posete kozmetičkim salonima.

Ovaj aparat možete bezbedno koristiti na čelu, između obrva, na obrazima, uključujući i predeo oko oka, iznad gornje usne, oko nosa, na bradi, uključujući liniju vilice i vrat. Tretmani Silk'n Face Tite su potpuno bezbolni, jedino što možete osetiti je prijatna toplota.

Svojim toplotnim dejstvom i posebnom tehnologijom stimuliše proizvodnju kolagena i elastičnih vlakana koji su ključni za podmlađivanje kože. Staračke pege su manje primetne, koža je zategnutija i elastičnija.

Hijaluronski serum koji se dobija uz aparat predstavlja intenzivno hranjivi hijaluronski serum koji se može koristiti tokom ili posle Silk'n Face Tite mašine za podmlađivanje lica. Zahvaljujući jedinstvenoj toplotnoj terapiji Silk'n Face Tite, upotreba seruma tokom tretmana pomaže hijaluronskoj kiselini da lakše prodre u kožu. Hijaluronska kiselina zadržava vlagu u koži i dovodi do boljih rezultata tokom postupka. Ako se serum koristi nakon postupka, koža se intenzivno neguje i trenutno izgleda glađe i mekše.

Serum osvežava i intenzivno neguje kožu, koža ga brzo upija. Bez parabena, silikona, mirisa i sulfata. Koristi se zajedno sa uređajem za podmlađivanje kože Silk'n Face Tite.

Preporučljiv je za sve tipove kože i osobe starije od 25 godina.

Karakteristike

HT tehnologija

5 nivoa podešavanja

Regulacija temperature pomoću ugrađenog
stabilizatora toplote

Hijaluronski serum

Kontaktni gel

Dužina kabla: 175 cm

Težina: 103 g